

Hygieneplan für Laboratorien der Sicherheitsstufe 2

Massnahme	Zeitpunkt	Durchführung mit	Anwendung
		Im Zentrallager erhältlich	
Hygienische Händedesinfektion	Nach jeder Kontamination.	Mucasept A	In die Hände reiben
Händereinigung	Nach Arbeitsende	Waschlotion: Sanolind oder Manipur	Normales Händewaschen
Allgemeine Gegenstände	Vorbeugende Desinfektion und nach Kontamination	Pursept A oder 70% Ethanol Dismozon pur	Wischdesinfektion 4%, Einwirkzeit 1 h
Oberflächen	Vorbeugende Desinfektion und nach Kontamination	Pursept A oder 70% Ethanol Dismozon pur	Wischdesinfektion 4%, Einwirkzeit 1 h
Fußboden	Nach Kontamination	Dismozon pur	4%, Einwirkzeit 1 h
Schutzkleidung	Nach Kontamination	Autoklavieren	20 Minuten, 121°C
Abfälle	Vor Entsorgung	Autoklavieren	20 Minuten, 121°C

Verantwortlicher	Datum
------------------	-------